


**Centro de extracción**

Poco espacio plegados, los eRACKS se montan a demanda.




**eRACK**

Los eRACKS se llenan según necesidad. Se ajustan todos los tamaños de tubo.




**Transporte**

Las muestras son enviadas directamente a los laboratorios en los eRACKS.




**Automatización preanalítica**

Carga directa de los eRACKS en la automatización del laboratorio.



**Analizadores**

Se usan los eRACKS para llevar las muestras a los analizadores



**Reutilizar eRACKS**

Reutilizar los eRACKS vacíos para archivar.



**Reutilizar**



**Discard**



**Descarte de muestras**

Eliminación segura, sin manipulación.